

# FMT

Medikal Sensör, Kablo ve Aksesuarları




Hasta Monitörü

# EKG KABLOLARI



# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

Sipariş Kodu Oluşturmak



Gövde tipi için **Kablo Gövdeleri** kısmından referans numarasını tespit edebilir ve gövde tipleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Uyumlu Marka / Model için **Uyumluluk tablosu**'ndan bilgi alabilir, istediğiniz marka/modelin uç kablosu sayısı ile beraber referans numarasını bulabilirsiniz.

Hasta ucu bağlantı tipleri için **Uyumluluk tablosu**'nun sonundaki "Hasta uç kablosunun bağlantı tipleri" kısmından bilgi edilebilirsiniz.

Renk kodu için **Renk kodları ve dizilimi** tablosunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca uç kablosu ihtiyacınızı tespit etmek için **Kablo Uçları** kısmına göz atabilirsiniz.

■ Hasta uç kablosunun bağlantı tipleri; çıtçıt uç (S), graber uç (G), veteriner klips uç (V).



• Çıtçıt Uç



• Graber Uç



• Veteriner Klips Uç

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

Kablo Gövdeleri



- **E200-5XXX** E200 tip gövde Uç kabloları sabit yapıdaki kablo için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.7 m*



- **E200-4XXX** E200 tip gövde Uç kabloları sabit yapıdaki kablo için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.7 m*



- **E200-3XXX** E200 tip gövde Uç kabloları sabit yapıdaki kablo için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.7 m*



- **E201-5XXX** E201 tip gövde Safety DIN 1.6 mm değişebilir uç kabloları için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.7 m*



- **E201-3XXX** E201 tip gövde Safety DIN 1.6 mm değişebilir uç kabloları için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.7 m*



- **E202-5XXX** E202 tip gövde çift kutuplu SIEMENS tip değişebilir uç kablolarının kullanıldığı kablo için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m*
- **E202N-5XXX** Datascope kablo gövdesi için IEC-AHA dizilimi



- **E202-3XXX** E202 tip gövde çift kutuplu SIEMENS tip değişebilir uç kablolarının kullanıldığı kablo için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m*



- **E204-3XXX** E204 tip gövde çift kutuplu GE tip değişebilir uç kablolarının takıldığı kablo için *gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m*
- **E204-5XXX**

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

Kablo Gövdeleri



• E205-5XXX

E205 tip gövde çift kutuplu HP tip değişebilir uç kablolarının takıldığı kablo için , gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m



• E205-3XXX

E205 tip gövde çift kutuplu HP tip değişebilir uç kablolarının takıldığı kablo için , gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m



• E206-5XXX

E206 tip gövde çift kutuplu SPACELABS tip değişebilir uç kablolarının takıldığı kablo için , gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.7 m



• E206-3XXX

E206 tip gövde çift kutuplu SPACELABS tip değişebilir uç kablolarının takıldığı kablo için , gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.7 m



• E207-3XXX

• E207-6XXX

E207 tip gövde NIHON KOHDEN tip değişebilir uç kablosu grubunun takıldığı kablo için , gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m



• E208-5XXX

E208 tip gövde PHILIPS yeni tip değişebilir uç kablosu grubunun takıldığı kablo için , gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m



• E208-3XXX

E208 tip gövde PHILIPS yeni tip değişebilir uç kablosu grubunun takıldığı kablo için , gövde kablosu 3.0 m, uç kablosu 0.95 m



• E209-6XXX

E209 tip gövde Uç kabloları sabit yapıdaki kablo için gövde kablosu 1.44 m, uç kablosu 0.62 m

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

Kablo Gövdeleri



• E209-5XXX

E209 tip gövde uç kabloları sabit yapıdaki kablo için, gövde kablosu 1.44 m, uç kablosu 0.62 m



• E209-4XXX

E209 tip gövde uç kabloları sabit yapıdaki kablo için, gövde kablosu 1.44 m, uç kablosu 0.62 m



• E209-3XXX

E209 tip gövde uç kabloları sabit yapıdaki kablo için, gövde kablosu 1.44 m, uç kablosu 0.62 m

## Renk Kodları ve Dizilimi



E201-5XXX



E202N-5XXX



E207-3XXX  
E207-6XXX



E200-4XXX



E204-5XXX



E205-5XXX  
E208-5XXX



E201-3XXX



E200-5XXX  
E206-5XXX



E202-5XXX



E200-3XXX  
E202-3XXX  
E205-3XXX  
E206-3XXX  
E208-3XXX



MT32X  
MT52X  
MT62X



E209-3XXX



E209-5XXX



E209-4XXX



E209-6XXX

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

### Adecon



E20X-3001/XX ● DK-8000/D/L/M/S.  
E20X-5001/XX

● Konektör No: 001



E20X-3001/XX ● IM 7/8, PM 900/900S, BM 9000/9000S.  
E20X-5001/XX

● Konektör No: 001



E20X-3007/XX ● AnyView A2E/3/5/6/8, EMS, Q3/5/7.  
E20X-5007/XX

● Konektör No: 036



E20X-3001/XX ● M8000/9000.  
E20X-5001/XX

● Konektör No: 001



E20X-3077/XX ● M7000/8500/9500.  
E20X-5077/XX

● Konektör No: 022

### Bionet



E20X-3051/XX ● BM3.

● Konektör No: 051



E20X-3050/XX ● BM5, BM7.  
E20X-5050/XX

● Konektör No: 049

### Biosys



E20X-3053/XX ● BPM103.

● Konektör No: 140

### Comen



E20X-3001/XX ● C80, STAR8000A/B/C/D/H.  
E20X-5001/XX

● Konektör No: 001

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

### Comen



E20X-3031/XX ● C100, C70, C50, C60, C90, C20, C30, NC8.  
E20X-5031/XX

● Konektör No: 248



E20X-3094/XX ● BP88NET/NEXT/SNEXT, BP306, BP508.  
E20X-5094/XX

● Konektör No: 076



E20X-3093/XX ● BP88SINEXT, BPS510.  
E20X-5093/XX

● Konektör No: 066



E20X-4058/XX ● Corpuls 08/16.

● Konektör No: 058



E209-4059/XX ● Corpuls 1, Corpuls 3

● Konektör No: 266



E209-6059/XX ● Corpuls 1, Corpuls 3  
(Tamamlayıcı Diagnostik EKG Kablosu)

● Konektör No: 267



E20X-3001/XX ● 507, 507E, Scholar EL, Scholar II 507EP, Scholar III 507EL,  
E20X-5001/XX 508, 1100, 8100E nGenuity, 8100EL nGenuity, 8100H nCompass, 8500 Poet IQ2.

● Konektör No: 001

### Criticare Systems (CSI)



E20X-3002/XX ● 2000/A, 2001/A, 2100, 2200I, 3000/A, M/D3 w/Leadselect,  
E20X-5002/XX M/D3A, M/D4, Passport 2/LT, Passport EL/XG/5L, Balon Pompa Sistemi 90/90T, 97, 98, Spectrum, Trio, Passport II.

● Konektör No: 001

### Datascope



E20X-5028/XX ● DX2022, DX2515.

● Konektör No: 039

### Dixtal



E20X-3030/XX ● Sirecust 400 / 500 / 600 / 700 / 900 / 200 / 341 / 610 / 620 / 630 /  
E20X-5030/XX 720 / 722 / 730 / 732 / 960 / 961 / 1280 / 1281 / 1801, Q960.

● Konektör No: 030

### Dräger Siemens

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

### Dräger Siemens



E20X-3083/XX

● Dräger VM1/3, RM1, PM8010/8014, Babyguard 8000, Cato, Babylog 8000/8000 plus, PBB800, Cicero.

● Konektör No: 083



E201-3098/XX

● Neomed Pod Multiparameter Kablosu.

● Konektör No: 174

### Emtel



E20X-3048/XX

● FX2000.

E20X-5048/XX

● Konektör No: 022



E20X-3047/XX

● FX3000.

E20X-5047/XX

● Konektör No: 163

### Fukuda Denshi



E20X-3014/XX

● DS5100E, DS5300W, DS5400, DS7001.

E20X-5014/XX

● Konektör No: 067



E20X-3043/XX

● DS7000 / 7100 / 7200 / 7300.

E20X-5043/XX

● Konektör No: 043

### GE Datex



E20X-3010/XX

● AS/3, AS/3 Compact, CS/3, S/5 (Datex Modülü ile), S/5 Light, Cardiocap, Cardiocap II, Cardiocap 5, Light, Satlite Plus.

E20X-5010/XX

● Konektör No: 010

### GE



E20X-3060/XX

● B20 / 40, S/5, Eagle 1000 / 3000 / 5000, Solar 8000 / 9500, Dash 1000 / 2500 / 4000 / 5000, TRAM 100 / 200 / 300 / 400 / 500, E-PRESTN, E-PRETN, PDM modülü, MAC-LAB.

E204-3060/XX(\*)

E20X-5060/XX

E204-5060/XX(\*\*)

(\*) E4X-3XT uç kablo seti ile beraber sağlanır. (\*\*) E204 kablo gövdeleri için E4X-SX ve E4X-SXT uç kablo seti seçenekleri mevcuttur. Lütfen tercihinizi parça numarasından sonra parantez içinde belirtiniz. ÖRNEK: E204-5060/SI (E42/SI)

● Konektör No: 060

### Goldway Philips



E20X-3024/XX

E205-3024/XX

E208-3024/XX

E20X-5024/XX

E205-5024/XX

E208-5024/XX

● G60/70/80.

● Konektör No: 024



E20X-3001/XX

● UT4000 A/F/A Pro/F Pro, UT6000/F, G30/40.

E20X-5001/XX

● Konektör No: 001

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

### Hellige

● Konektör No: 069



E20X-3069/XX  
E20X-5069/XX

● Eagle 1000, Cardioserv, SMV ve SMV serisi, Vicom-SM, Servomed4.

● Konektör No: 022



E20X-3091/XX

● The LifePulse 110 R.

● Konektör No: 157



E20X-3040/XX  
E20X-5040/XX

● Smartsigns Compact 750/1000.

● Konektör No: 148



E20X-5006/XX

● Innocare-S, Innocare-T12.

● Konektör No: 001



E20X-3001/XX  
E20X-5001/XX

● MDE Escort M8/M10/M12, Millenia, Omni Trak, Escort/II, Prism.

● Konektör No: 022



E20X-3022/XX  
E20X-5022/XX

● Arrow KAAT II Plus Intra Aortic Balloon Pump, 7135, 7135B, 7141, Kolormon, Micromon, Minimon, Supermon, Vitalmon.

● Konektör No: 042



E20X-3042/XX

● LM.


● Konektör No: 243



E200-3057/XX  
E200-5057/XX

● LifePak 12/15/20/20e.

● Konektör No: 089



E20X-3089/XX  
E20X-5089/XX

● MP500.

### Huntleigh

### Innomed

### Invivo

### Kontron

### Medtronic Physio Control

### Mek

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

Mek



E20X-3079/XX  
E20X-5079/XX

● MP700/800(Pamo II).

● Konektör No: 080



E20X-3029/XX  
E20X-5029/XX

● MP1000NT, MP1300.

● Konektör No: 029



E200-3073/XX

● Melacard.

● Konektör No: 150



E20X-3037/XX  
E20X-5037/XX

● Horizon 900 / 1100 / 1110 /2000 / 2200 / 5200,  
9000XL, MR1200, 1270, 1280, 1300, 1380.

● Konektör No: 037



E20X-3075/XX  
E20X-5075/XX

● Envoy, Menntor X7, Vitalogik 4000 / 4500 / 5000  
/ 5500 / 6000.

● Konektör No: 075



E200-4015/XX

● Defi N/B, Defimonitör ECO1, DM1/3/10/30.

● Konektör No: 015



E200-4065/XX

● Defimonitör ECO1, DM1/3.

● Konektör No: 065



E200-3033/XX

● Hardsave 6/6S, Defimonitör XD.

● Konektör No: 033



E200-4016/XX

● Defimonitör XD, XD1, XD3, XD300.

● Konektör No: 169

Mela

Mennen

Metrax Primedic

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

### Metrax Primedic



E200-3066/XX  
E200-5066/XX

● Metrax Primedic Defimonitor EVO, Mediana D500.

● Konektör No: 262



E200-5001/XX

● Life Point (Monofazik).

● Konektör No: 001



E200-5071/XX

● Life Point.

● Konektör No: 133



E200-4027/XX

● Life Point (Bifazik).

● Konektör No: 098



E20X-3001/XX  
E20X-5001/XX

● PM7000/8000/9000, MEC 1000/1200.

● Konektör No: 001



E20X-3084/XX  
E20X-5084/XX

● PM5000/6000, iPM 8/10/12/9800, iMEC 8/10/12, BeneView T1/T5/T6/T8/T9.

● Konektör No: 084



E20X-3011/XX  
E20X-5011/XX

● Mitar.

● Konektör No: 157



E20X-3045/XX  
E20X-5045/XX

● 3M12.

● Konektör No: 245



E200-3009/XX

● Cardiolife TEC-5521 / 5531 / 7100 / 7200 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731.

● Konektör No: 009

### Metsis

### Mindray

### Monitor

### Nec


### Nihon Kohden

### ▼ Konektör


### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

### Nihon Kohden



● Konektör No: 090



E20X-3090/XX

E207-3090/XX

E207-6090/XX

● LifeScope I BSM-2301 / 2303 / 2304, LifeScope L BSM-2153 / 2353 / 2351, LifeScope P BSM-4101 / 4102 / 4103 / 4104 / 4111 / 4112 / 4113 / 4114, LifeScope A BSM-5105 / 5135, LifeScope TR BSM-6301 / 6501 / 6701, LifeScope J BSM-9101, LifeScope M 9510, LifeScope VS BSM-3500 / 3700, LifeScope PT BSM-1700, PVM 2701, Vismo PVM 2703, CardioLife TEC-8321 / 8322 / 8332 / 8342 / 8352.



● Konektör No: 204



E20X-3086/XX

E207-3086/XX

● LifeScope N OPV 1500K.



● Konektör No: 008



E20X-3008/XX

E20X-5008/XX

● LifeScope 6 OEC-6102 / 6105 / 6120.



● Konektör No: 001



E20X-3001/XX

E20X-5001/XX

● LifeScope 8 OEC-8108, LifeScope 9 BSM-8301 / 8302 / 8500 / 8502, LifeScope 6 OEC-6102 / 6105 / 7102 / 8108, CardioLife TEC-5200 / 7100 / 7200 / 7300, TEC- 7511 / 7521 / 7531 / 7541.



● Konektör No: 001



E20X-3001/XX

E20X-5001/XX

● Minipack 300 / 3000 / 3100, Vitalmax 800 / 2100 / 2200 / 4000 / 4100.

### Pace-Tech



● Konektör No: 004



E20X-5044/XX

● 500, 500VP.

### Palco



● Konektör No: 140



E20X-3003/XX

E200-4003/XX

E20X-5003/XX

● PM100, KMA275/375/675/800.

### Petaş



● Konektör No: 004



E20X-4004/XX

E20X-5004/XX

● KMA 165/265/365.

### Philips HP



● Konektör No: 020



E20X-3020/XX

E205-3020/XX

E20X-5020/XX

E205-5020/XX

● 43100A / 43110A/M / 43120A/MC, 43200A, M3500B, 7700AC / 77020A / 77010AC, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A / 78208A / 78210A / 7330A / 78331A / 78332A / 78333A / 78341A, 78342A / 78345A / 78341A / 78351T / 78352A/C / 78353A/B / 78354A / 78352A/B / 78354A/B/C / 78619A / 78620A / 78660A/B / 78661A/B / 78670A / 78671A / M1722A/B / M2400A / M2406A / Donor 2000/2500 / M2425A / M2475B.



















# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

Konektör	Parça Numarası	Marka / Model
 ● Konektör No: 024	 E20X-3024/XX E205-3024/XX E208-3024/XX E20X-5024/XX E205-5024/XX E208-5024/XX	<b>Philips HP</b> ● 78352C, 78354C, 78834C, 862474(C3), M1001A, M1001B, M1002A, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1205A, M1264A, M1275A, M1280A, M1723A/B, M2475B, M2601A, M3000A, M30001A, M3046A, M4M3, M4735A.
 ● Konektör No: 022	 E200-3035/XX E200-5035/XX	<b>Progetti</b> ● Rescue LIFE defibrilatör.
 ● Konektör No: 096	 E200-4097/XX	● Rescue 230.
 ● Konektör No: 022	 E20X-3092/XX E20X-5092/XX	<b>RGB</b> ● Omicrom FT Surveyor, Omicrom Vision.
 ● Konektör No: 085	 E20X-3085/XX E20X-5085/XX	<b>Saadat</b> ● Novin S630/S740/S1600/S1800, Zagros.
 ● Konektör No: 022	 E20X-3081/XX E20X-4081/XX E20X-5081/XX	<b>Schiller Bruker Odam</b> ● Argus LCM / LCM Plus / TM7, CM8,
 ● Konektör No: 022	 E200-3082/XX E200-4082/XX	● Defiguard 2002/3002/4000/5000/6002, SM784/785, Physiogard 2000/2005/3002/TM 910.
 ● Konektör No: 038	 E20X-3038/XX E206-3038/XX E20X-5038/XX E206-5038/XX	<b>Spacelabs</b> ● Ultraview 90309 / 90496 / 90367 / 90369 / 90385 / 90387 / 91496 / 91415 / SL2200 / 2400 / 2600 / 2700, qube, élançe, élançe elite, Xprezzon, mCare 300 91220.
 ● Konektör No: 001	 E20X-3001/XX E20X-5001/XX	● 90300 / 90303 / 90305 / 90308 / 90309 / 90369 / 90385 / 90408 / 90418 / 90425 / 90428 / 90432 / 90470 / 90700 Serisi, TEK-208 / 408 / 413 / 414 / 511 / 514 / 521.

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Uyumluluk Tablosu

### ▼ Konektör

### ▼ Parça Numarası

### ▼ Marka / Model

### Spengler



E20X-3070/XX ● Monica 2000.  
E20X-5070/XX

● Konektör No: 153

### S&W (Artema)



E20X-3010/XX ● Diascope 1/2, Diascope NT, Athena, Cardio-Aid, Traveller, Neoscope.  
E20X-5010/XX

● Konektör No: 010

### Utas



E20X-5096/XX ● UM300.

● Konektör No: 096



E20X-3001/XX ● UM300-10 / 12 / 15 / 500.  
E20X-5001/XX

● Konektör No: 001

### Üzümcü



E20X-3001/XX ● Visio.  
E20X-5001/XX

● Konektör No: 001



E20X-3007/XX ● Visio Mod.  
E20X-5007/XX

● Konektör No: 036

### Welch Allyn



E20X-3012/XX ● Micropaq/Propaq LT. Vital Sign Monitor.

● Konektör No: 048



E20X-3002/XX ● Propaq 100/200 Series, Encore, CS; Ultra Smart.  
E20X-5002/XX

● Konektör No: 001

### Zoll



E200-3002/XX ● D900, PD1200/1400/1600.  
E200-5002/XX


● Konektör No: 001

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Kablo Uçları



DIN tipi uç kablosu, 0.70 m kablo uzunluğu (E201 kablo gövdeleri için)



E22-5I E22-5A  
E22-3I E22-3A



E31-3I E31-3A

SIEMENS/DRÄGER uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-3XXX kablo gövdeleri için)



E32-3A E32-3I



E32-3I-OR E32-3A-OR

SIEMENS/DRÄGER ESU korumalı (Dahili ECG ESU BLOCK) uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-3XXX kablo gövdeleri için) *Sadece Graber.*



E31-5I E31-5A

SIEMENS/DRÄGER uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-5XXX kablo gövdeleri için)



E32-5I E32-5A



E32-5I-OR E32-5A-OR

SIEMENS/DRÄGER ESU korumalı (Dahili ECG ESU BLOCK) uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-5XXX kablo gövdeleri için) *Sadece Graber.*



E31-3IM E31-3AM

*Dräger kablo gövdesi için 2 boş, 3 uç kablolu dizilim.*

SIEMENS/DRÄGER uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-5XXX kablo gövdeleri için)



E32-3IM E32-3AM



E32-3IM-OR E32-3AM-OR

*Dräger kablo gövdesi için 2 boş, 3 uç kablolu dizilim.*

SIEMENS/DRÄGER ESU korumalı (Dahili ECG ESU BLOCK) uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-5XXX kablo gövdeleri için) *Sadece Graber.*



E31-5IN E31-5AN

*Datascope kablo gövdesi için 5 uç kablolu dizilim.*

SIEMENS/DRÄGER uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-5XXX kablo gövdeleri için)



E32-5IN E32-5AN

● IEC renk kodu ● AHA renk kodu

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

## Kablo Uçları



• E31-3IN • E31-3AN

Datascopie kablo gövdesi için 2 boş, 3 uç kablolu dizilim.

SIEMENS/DRÄGER uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E202-5XXX kablo gövdeleri için)




• E32-3IN • E32-3AN



• E41-5I • E41-5A

GE uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E204-5XXX kablo gövdeleri için)



• E42-5I • E42-5A



• E51-3I • E51-3A

HP/PHILIPS uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E205-3XXX kablo gövdeleri için)




• E52-3I • E52-3A




• E51-5I • E51-5A

HP/PHILIPS uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu (E205-5XXX kablo gövdeleri için)



• E52-5I • E52-5A



• E61-5I • E61-5A

SPACELABS uç kablosu, 0.70 m kablo uzunluğu (E206-5XXX kablo gövdeleri için)



• E62-5I • E62-5A




• E61-3I • E61-3A

SPACELABS uç kablosu, 0.70 m kablo uzunluğu (E206-3XXX kablo gövdeleri için)



• E62-3I • E62-3A



• E91-5I • E91-5A

DATASCOPE uç kablosu, 0.95 m kablo uzunluğu



• E92-5I • E92-5A

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLOLARI

Kablo Uçları



● E71-3I ● E71-3A



● E72-3I ● E72-3A

NIHON KOHDEN uç kablo grubu, 0.95 m kablo uzunluğu (E207-3XXX kablo gövdeleri için)



● E71-6I ● E71-6A



● E72-6I ● E72-6A

NIHON KOHDEN uç kablo grubu, 0.95 m kablo uzunluğu (E207-6XXX kablo gövdeleri için)



● E81-5I ● E81-5A



● E82-5I ● E82-5A

PHILIPS uç kablo grubu, 0.95 m kablo uzunluğu (E208-5XXX kablo gövdeleri için)



● E81-3I ● E81-3A



● E82-3I ● E82-3A

PHILIPS uç kablo grubu, 0.95 m kablo uzunluğu (E208-3XXX kablo gövdeleri için)



● E82-3I-OR ● E82-3A-OR

PHILIPS ESU korumalı uç kablo grubu, 0.95 m kablo uzunluğu (E208-3XXX kablo gövdeleri için) *Sadece Graber.*



● E41-3IT ● E41-3AT



● E42-3IT ● E42-3AT

GE uç kablosu grubu, 0.95 m kablo uzunluğu (E204 kablo gövdeleri için)



● E41-5IT ● E41-5AT



● E42-5IT ● E42-5AT

GE uç kablosu grubu, 0.95 m kablo uzunluğu (E204 kablo gövdeleri için)

# HASTA MONİTÖRÜ EKG KABLolari

## MultiMed plus (MS20093) ve MultiMed plus OR ( MS20094) multiparametre kablolar için tek pin kablo uç seti

Dräger Infinity M300 / M540 hasta monitörleri için

• **MT32I** 3 lead, IEC, 1 m (OEM P/N MS16159)


**MT32A** 3 lead, AHA, 1 m (OEM P/N MS16231)

• **MT52I** 5 lead, IEC, 1 m (OEM P/N MS16158)

**MT52A** 5 lead, AHA, 1 m (OEM P/N MS16546)

• **MT62I** 6 lead, IEC, 1 m (OEM P/N MS16157)

**MT62A** 6 lead, AHA, 1 m (OEM P/N MS16547)



## Multi Parametre Kablolar

• **FMT-MTM/01** (OEM P/N 3368391) Multi Parametre Kabloları 3 veya 5 kanal EKG, empedans solunum, ısı ve SpO2 izlemek için tasarlanmıştır.

FMT-MTM/01 Multi Parametre kabloları SC6000, SC7000, SC8000, SC9000, Dräger Infinity, Delta ve Delta XL monitörleri ile birlikte kullanılabilir (Nellcor SpO2 opsiyonu ile).



## Holter EKG Kabloları



• **HL02** Mortara holter kablosu, 10 uçlu, çıtçıt hasta tarafı uç, IEC renk kodu.

• **HL01-7** Holter kablosu, 7 kablolu set, 1.6 mm DIN tipi, çıtçıt hasta tarafı uç, 90 cm kablo uzunluğu, AHA renk kodu.

• **HL01-10** Holter kablosu, 10 kablolu set, 1.6 mm DIN tipi, çıtçıt hasta tarafı uç, 90 cm kablo uzunluğu, AHA renk kodu.



• **HL03A** Reynolds Medical ST80/VS20 Event Recorder için tek kanal holter kablosu, iki uçlu, çıtçıt hasta tarafı uç, IEC renk kodu.




• **HL03B** Reynolds Medical ST80/VS20 Event Recorder için çift kanal holter kablosu, üç uçlu, çıtçıt hasta tarafı uç, IEC renk kodu.



### ■ FMT Tek Kullanımlık EKG Kablo Uçları

- FMT tek kullanımlık EKG kablo uçları enfeksiyon riskini düşürür.
- 3'lü ve 5'li uç kablo grubu olarak satılmaktadır.
- FMT tek kullanımlık EKG kablo uçları piyasadaki bir çok üreticinin ürünleri ile uyumludur.



PHILIPS uç kablo grubu (E208 kablo gövdeleri için)



GE uç kablo grubu (E204 kablo gövdeleri için)



*Medikal Kablo, Sensör  
ve Aksesuarlarında  
Çözüm Ortağınız*

FMT® Metko Ltd. 'nin tescilli ticari markasıdır. Burada bahsedilen diğer ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum adı geçen markaların FMT® ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Bu katalogdaki görüntüler, sunulan ürünlerin temsili görüntüleridir. Gerçek ürün küçük görsel farklılıklara sahip olabilir. Sürekli ürün gelişimi adına, Metko bu dokümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkını saklı tutar.

#### MERKEZ VE FABRİKA

İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sit.  
1354. Cad. 1358.Sok. No:9  
06378 Yenimahalle

#### ANKARA / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 312 387 12 46  
Fax : +90 312 387 12 51

#### ŞUBE

Atatürk Mah. Sedef Cad. 38 Ada  
Ata Plaza 3-5 Blokları Kat:2 No:57  
34758 Ataşehir

#### İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 216 455 91 21  
Fax : +90 216 455 48 24

#### İNTERNET

<http://www.metkoltd.com>  
[metko@metkoltd.com](mailto:metko@metkoltd.com)