

FMT

Medikal Sensör, Kablo ve Aksesuarları



BASINÇ İNFÜZYON MANŞONU



BASINÇ İNFÜZYON MANŞONU

Çok Kullanımlık

Kullanım alanları:

• Ameliyathane • Yoğun Bakım • Radyoloji, Özel Prosedürler • Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarı • Acil/Travma Departmanları

FMT çok kullanımlık basınç infüzyon manşonları, invaziv basınç monitörizasyonunda ve ototransfüzyon prosedürlerinde hızlı sıvı infüzyonu için kullanılır.

FMT çok kullanımlık basınç infüzyon manşonları, maksimum basıncı ileten, kolay temizlenebilir son derece dayanıklı, kalın su geçirmez polyester kumaştan imal edilmiştir. Şişirme sırasında infüzyon manşonunun aşırı deformasyonunu önlemek için, şişirme torbasının arka yüzü sert dahili destek plakaları ile güçlendirilmiştir.

Polyester şeritten imal edilmiş IV sıvı torba askısı ve dayanıklı polyamid serum askı kancası uzun süreli kullanım sağlamak için tasarlanmıştır. Sıvı seviyesi şeffaf file gömlek içerisinde kolaylıkla görülebilir. Doğru basınç değerleri hassas manometreden izlenir. FMT basınç infüzyon manşonu avuca oturan verimli el puarı ve tek el ile kullanıma olanak sağlayan döner hava valfi ile kullanıma sunulmaktadır.

FMT basınç infüzyon manşonları birçok IV torbasında kullanılabilir yapıdadır. 500ml, 1000ml, 3000ml ebatlarında mevcuttur.

Özellikler

- Dayanıklı, polyester IV Serum askı bağlantısı
- IV sıvı torbası bağlantısı dayanıklı olup, tüm standart torbalara rahatça uyacak yapıdadır.
- Hassas basınç göstergesi kolay okunabilir yapıda olup dayanıklıdır, 300mmHg'da ± 2 mmHg hassasiyettedir.
- Dayanıklı yapı- yırtılmaz veya sökülmez
- Sıvı torbasını çevreleyen saydam kılıf basınç altındaki sıvının görülmesini sağlayan bir pencere görevi görmektedir.
- Avuca oturan, verimli el puarı şişirmeyi kolaylaştırmaktadır.
- TPU iç lastik
- 30°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir.
- Lateks içermez



- IB 3000 3000 ml. yedek iç lastik.
- IB 1000 1000 ml. yedek iç lastik.
- IB 500 500 ml. yedek iç lastik.
- PI MANO Yedek Manometre.
- PI BULB Yedek El Puarı.

PIHP30 Basınç İnfüzyon Manşonu için El Pompası (Sadece 3000 ml'lik Basınç Manşonlarıyla kullanılmaktadır.)



BASINÇ İNFÜZYON MANŞONU

Çok Kullanımlık

FMT-PI/05 Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu, 500 ml

Cep tipi, el puarı ve manometre ile.



FMT-PI/10 Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu , 1000 ml

Cırtırtılı dolamalı tip, el puarı ve manometre ile.



FMT-PI/10S Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu , 1000 ml

Cep tipi, el puarı ve manometre ile.



FMT-PI/30 Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu , 3000 ml

Fermuarlı cep tipi, el puarı ve manometre ile.



Kullanım alanları:

- Ameliyathane
- Yoğun Bakım
- Radyoloji, Özel Prosedürler
- Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarı
- Acil/Travma Departmanları

FMT tek kullanımlık basınç infüzyon manşonları, invaziv basınç monitörizasyonunda ve ototransfüzyon prosedürlerinde hızlı sıvı infüzyonu için kullanılır. FMT tek kullanımlık infüzyon manşonları potansiyel kontaminasyon ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için tek hasta kullanımlık olarak tasarlanmıştır.

FMT tek kullanımlık basınç infüzyon manşonları, maksimum basıncı ileten, kolay temizlenebilir son derece dayanıklı, poliüretan lamine edilmiş kumaştan yapılmıştır. Sıvı seviyesi file kılıftan rahatlıkla görülebilir. Emniyet valfi aşırı şişme riskini önler ve 330 mm/Hg üzerinde havayı serbest bırakır. FMT basınç infüzyon manşonu avuca oturan verimli el puarı ve 3 yollu kulplu hava valfi ile kullanıma sunulmaktadır.

FMT basınç infüzyon manşonları birçok I.V. torbasında kullanılabilir yapıdadır, 500ml ve 1000ml ebatlarında mevcuttur. FMT basınç infüzyon manşonları Lateks içermez.

Özellikler:

- Tek hasta kullanımı için tasarlanmıştır.
- Emniyet valfi aşırı şişmeyi önler (330 mm/Hg basınçta rahatlama)
- Renk kodlu göstergesi basınç izlemeyi kolaylaştırır (0-300 mmHg)
- 3 yollu kulplu valf hassas basınç kontrolüne olanak verir.
- Dayanıklı metal halka geçirilmiş serum direği askısı deliği.
- I.V. sıvı torbası bağlantı şeridi dayanıklı olup, tüm standart torbalara rahatça uyacak yapıdadır.
- Dayanıklı yapı- yırtılmaz veya sökülmez
- Sıvı torbasını çevreleyen file kılıf altındaki sıvının görülmesini sağlayan bir pencere görevi görmektedir.
- Avuca oturan, verimli el puarı şişirmeyi kolaylaştırmaktadır.
- Lateks içermez



FMT-DPI/05
FMT-DPI/10

Tek Kullanımlık Basınç İnfüzyon Manşonu, 500ml
Tek Kullanımlık Basınç İnfüzyon Manşonu, 1000 ml



*Medikal Kablo, Sensör
ve Aksesuarlarında
Çözüm Ortağınız*

FMT® Metko Ltd. 'nin tescilli ticari markasıdır. Burada bahsedilen diğer ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum adı geçen markaların FMT® ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Bu katalogdaki görüntüler, sunulan ürünlerin temsili görüntüleridir. Gerçek ürün küçük görsel farklılıklara sahip olabilir. Sürekli ürün gelişimi adına, Metko bu dokümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkını saklı tutar.

MERKEZ VE FABRİKA

İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sit.
1354. Cad. 1358.Sok. No:9
06378 Yenimahalle

ANKARA / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 312 387 12 46
Fax : +90 312 387 12 51

ŞUBE

Atatürk Mah. Sedef Cad. 38 Ada
Ata Plaza 3-5 Blokları Kat:2 No:57
34758 Ataşehir

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 216 455 91 21
Fax : +90 216 455 48 24

İNTERNET

<http://www.metkoltd.com>
metko@metkoltd.com