

# FMT

Medikal Sensör, Kablo ve Aksesuarları



# ÖZEL KABLOLAR

ve aksesuarlar



# ÖZEL KABLOLAR VE AKSESUARLAR

## TENS/EMS Elektrot Kablo ve Elektrotları



- **DJO Global /Chattanooga Intellect Elektrot Kablosu**  
Dört Dişi 1.0mm (0,04") soketten çiftli 2.0mm (0,08") pime, 2.5 m

**TEC-01/1** - Kanal 1, OEM P/N 27312  
**TEC-01/2** - Kanal 2, OEM P/N 27313  
**TEC-01/3** - Kanal 3, OEM P/N 27314  
**TEC-01/4** - Kanal 4, OEM P/N 27315

Chattanooga Intellect Advanced Combo/Stim, Intellect Mobile Combo/Stim, Intellect Legend XT, Vectra Genisys, TranSport ile Uyumludur.



- **Chattanooga CPS & Fizyomed Fizyotens Elektrot Kablosu**  
3.5 mm (1/8") Stereo fişten çiftli 2.0mm (0,08") pime, 2.5 m

**TEC-02/1** - Kanal 1  
**TEC-02/2** - Kanal 2  
**TEC-02/3** - Kanal 3  
**TEC-02/4** - Kanal 4

Chattanooga CPS 200/400 Combo/Stim, Fizyotens 4000/6000 ile Uyumlu



- **ATI Elektrot Kablosu**  
3 kutuplu fişten çiftli 2.0mm (0,08") pime, 2.5 m

**TEC-03/1** - Kanal 1  
**TEC-03/2** - Kanal 2  
**TEC-03/3** - Kanal 3  
**TEC-03/4** - Kanal 4

ATI AT 001/ 002, GT-001/001 Plus / 002, GB-001, AT-001, ST-001 200/400 ile Uyumlu



- **4.0 mm Dik Açı Dişi Soketli Tens Elektrot Kabloları**  
4.0 mm Dik Açılı Dişi Soketten çiftli 2.0mm (0,08") pime 1.2 m (47")

**TEC-04**

EMS 5000, 6500/ ProCura/ Promed 300 TENS/ Accurate / Protens/ Rice AR1-32/ TENS 2500, 3000, 6000/ Elle TENS 2, Elle TENS Plus / Trimbio Dual Channel / StimTec Prime, StimTec Target / TwinStimPlus, Twinstim Digital EMS & TENS Combo/ TENS 3000 / Axion ile Uyumlu



- **Vakum Elektrot Çanı**  
Ø60mm, 4mm Rekor  
**VEC-01**

- **Vakum Elektrot Süngeri**  
Ø60mm  
**VS-01**



- **Vacuum Elektrot Hortumu**  
1.85m, 4 mm Rekor  
**TVH-01**

# ÖZEL KABLOLAR VE AKSESUARLAR

## Flow Sensör Adaptör Kabloları

### AEC-SLE

SLE5000 ve SLE4000 ventilatörleri için  
Flow sensör kablosu (2.0m/ 6,56 ft.)

OEM P/N: N6656

N5302 tek kullanımlık flow sensörleri için uygundur



### AEC-GEEC

GE Engström Carestation ventilatörleri için  
Neonatal flow sensör kablosu (2.0m/ 6,56 ft.)

OEM P/N: 1500-5604-000

1505-3272-000 çok kullanımlık neonatal flow sensörleri için uygundur



### AEC-FAB

Fabian Acutronic Ventilatorleri için  
flow sensör kablosu (2.0m/ 6,56 ft.)

OEM P/N: 1016

1031 çok kullanımlık ve 7058.1 tek kullanımlık flow sensörleri için uygundur



# ÖZEL KABLOLAR VE AKSESUARLAR



## AEC-ARG

Aerogen Solo Nebülizatörler için  
Aerogen Pro/Pro-X kumanda kablosu, 1.8m  
OEM P/N: AG-AP1085



## AEC-ARG/GE

Datex-Ohmeda ENGSTROM CARESTATION S/5  
Ventilatörler için Aerogen Nebülizatör kablosu, 1.8m  
OEM P/N: AG-AP1085-GE, 1505-5602-000



## SAC 01

GE AM4/AM5 helezon hasta kablosu. (4.6m/15ft.)  
OEM P/N: 700044-201, 700044202, 700044-204

## SAC 01-S

GE AM4/AM5 helezon hasta kablosu. (1.3m/50 in.)  
OEM P/N: 700044-203, 700044205, 700044-210

GE MAX-1 Exercise Testing System, GE CASE 12, CASE  
15, CASE 16, MAC PC, MAC6, MAC8, MAC12, CENTRA  
Systems, MAX-Personal, MAC VU System için  
AM4/AM5 veri toplama modülü ile



## SAC 02

GE CAM14 helezon hasta kablosu. (4.6m/15ft.)  
OEM P/N: 2016560-003, 2016560-002

## SAC 02-S

GE CAM14 helezon hasta kablosu. (1.3m/50 in.)  
OEM P/N: 2016560-001

GE MAC 5000 Resting ECG System, MAC 5000ST  
Exercise Testing System, CASE, CASE 8000 Exercise  
Testing Systems için CAM14 veri toplama modülü ile



## FMT EEG/S

EEG Elektrot Kablosu (1.55 m / 61 inch )  
Gümüş kaplamalı 12'li set

## FMT EEG/G

EEG Elektrot Kablosu (1.55 m / 61 inch )  
Altın kaplamalı 12'li set

1.5mm DIN tip Konektör (DIN 42 802)

10 mm (0.39") elektrod çapına sahiptir.





*Medikal Kablo, Sensör  
ve Aksesuarlarında  
Çözüm Ortağınız*

FMT® Metko Ltd. 'nin tescilli ticari markasıdır. Burada bahsedilen diğer ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum adı geçen markaların FMT® ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Bu katalogdaki görüntüler, sunulan ürünlerin temsili görüntüleridir. Gerçek ürün küçük görsel farklılıklara sahip olabilir. Sürekli ürün gelişimi adına, Metko bu dokümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkını saklı tutar.

#### MERKEZ VE FABRİKA

İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sit.  
1354. Cad. 1358.Sok. No:9  
06378 Yenimahalle

#### ANKARA / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 312 387 12 46  
Fax : +90 312 387 12 51

#### ŞUBE

Atatürk Mah. Sedef Cad. 38 Ada  
Ata Plaza 3-5 Blokları Kat:2 No:57  
34758 Ataşehir

#### İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 216 455 91 21  
Fax : +90 216 455 48 24

#### İNTERNET

<http://www.metkoltd.com>  
[metko@metkoltd.com](mailto:metko@metkoltd.com)