

FMT

Medikal Sensör, Kablo ve Aksesuarları



MEDİKAL SICAKLIK PROBLARI



MEDİKAL SICAKLIK PROBLARI

■ Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Yüzey (Cilt) Sıcaklık Probları (Yetişkin / Pediatrik)

Ø 2.4 mm Poliüretan kablo, Ø10 mm paslanmaz çelik disk prob ucu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 doğruluk.



MEAS/YSI 400

REF: FMT400/AS

(3.0 m)

REF: FMT400/AS-15

(1.5 m)



REF: FMT400/AS/Z

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/Z-15

(1.5 m)

OEM P/N: 409B (MEAS/YSI, 3.0 m)



HP - PHILIPS

REF: FMT400/AS/HP

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/HP-15

(1.5 m)

OEM P/N: 21078A (Philips, 3.0 m)



SIEMENS - DRAGER

REF: FMT400/AS/S

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/S-15

(1.5 m)

OEM P/N: 5204669 (Dräger, 3.0 m)

OEM P/N: 4329822 (Dräger, 1.5 m)



S&W

REF: FMT400/AS/SW

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/SW-15

(1.5 m)

GE

REF: FMT400/AS/GE

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/GE-15

(1.5 m)

MINDRAY

REF: FMT400/AS/MND

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/MND-15

(1.5 m)

OEM P/N: 0011-10-37393 (Mindray, 3.0 m)

BIOLIGHT

REF: FMT400/AS/BLT

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/BLT-15

(1.5 m)



EDAN

REF: FMT400/AS/EDN

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/EDN-15

(1.5 m)



REF: FMT400/AS/EDN/Z

(3.0 m)

REF: FMT400/AS/EDN/Z-15

(1.5 m)

OEM P/N: M15-40007

■ Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Yüzey (Cilt) Sıcaklık Probları (Pediatrik)

Ø2.4 mm Poliüretan kablo, Ø6 mm paslanmaz çelik disk prob ucu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 doğruluk.



MEAS/YSI 400

REF: FMT400/AS-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS-15-S (1.5 m)

REF: FMT400/AS/Z-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/Z-15-S (1.5 m)



HP - PHILIPS

REF: FMT400/AS/HP-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/HP-15-S (1.5 m)



SIEMENS - DRAGER

REF: FMT400/AS/S-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/S-15-S (1.5 m)



S&W

REF: FMT400/AS/SW-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/SW-15-S (1.5 m)



GE

REF: FMT400/AS/GE-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/GE-15-S (1.5 m)



MINDRAY

REF: FMT400/AS/MND-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/MND-15-S (1.5 m)



BIOLIGHT

REF: FMT400/AS/BLT-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/BLT-15-S (1.5 m)



EDAN

REF: FMT400/AS/EDN-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/EDN-15-S (1.5 m)

REF: FMT400/AS/EDN/Z-S (3.0 m)

REF: FMT400/AS/EDN/Z-15-S (1.5 m)

MEDİKAL SICAKLIK PROBLARI

■ Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Merkezi (Rektal) Sıcaklık Probları (Yetişkin)

Ø 4.0 mm TPR kablo, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk



MEAS/YSI 400

REF: FMT400/AOR

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR-15

(1.5 m)

OEM P/N: 401 (MEAS/YSI, 3.0 m)



REF: FMT400/AOR/Z

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/Z-15

(1.5 m)



HP - PHILIPS

REF: FMT400/AOR/HP

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/HP-15

(1.5 m)

OEM P/N: 21075A (Philips, 3.0 m)



SIEMENS - DRÄGER

REF: FMT400/AOR/S

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/S-15

(1.5 m)

OEM P/N: 5204644 (Dräger, 3.0 m)

OEM P/N: 4329889 (Dräger, 1.5 m)



S&W

REF: FMT400/AOR/SW

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/SW-15

(1.5 m)



GE

REF: FMT400/AOR/GE

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/GE-15

(1.5 m)



MINDRAY

REF: FMT400/AOR/MND

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/MND-15

(1.5 m)

OEM P/N: 0011-10-37392 (Mindray, 3.0 m)



BIOLIGHT

REF: FMT400/AOR/BLT

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/BLT-15

(1.5 m)



EDAN

REF: FMT400/AOR/EDN

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/EDN-15

(1.5 m)



REF: FMT400/AOR/EDN/Z

(3.0 m)

REF: FMT400/AOR/EDN/Z-15

(1.5 m)

OEM P/N: M50-18927

■ Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Merkezi (Rektal) Sıcaklık Probları (Pediatrik)

Ø 3.3 mm TPR kablo, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk



MEAS/YSI 400

REF: FMT400/POR

(3.0 m)

REF: FMT400/POR-15

(1.5 m)

OEM P/N: 402 (MEAS/YSI, 3.0 m)

(3.0 m)



REF: FMT400/POR/Z

(1.5 m)

REF: FMT400/POR/Z-15



HP - PHILIPS

REF: FMT400/POR/HP

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/HP-15

(1.5 m)

OEM P/N: 21076A (Philips, 3.0 m)



SIEMENS - DRÄGER

REF: FMT400/POR/S

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/S-15

(1.5 m)

OEM P/N: 5204651 (Dräger, 3.0 m)

OEM P/N: 4329848 (Dräger, 1.5 m)



S&W

REF: FMT400/POR/SW

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/SW-15

(1.5 m)



GE

REF: FMT400/POR/GE

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/GE-15

(1.5 m)



MINDRAY

REF: FMT400/POR/MND

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/MND-15

(1.5 m)



BIOLIGHT

REF: FMT400/POR/BLT

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/BLT-15

(1.5 m)



EDAN

REF: FMT400/POR/EDN

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/EDN-15

(1.5 m)



REF: FMT400/POR/EDN/Z

(3.0 m)

REF: FMT400/POR/EDN/Z-15

(1.5 m)

■ Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Merkezi (Rektal) Sıcaklık Probları (Infant/Pediyatrik)

Ø 2.4 mm TPU kablo, Ø 2.6 mm uç, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk



MEAS/YSI 400

REF: FMT400/IOR (3.0 m)
REF: FMT400/IOR-15 (1.5 m)

REF: FMT400/IOR/Z (3.0 m)
REF: FMT400/IOR/Z-15 (1.5 m)



HP - PHILIPS

REF: FMT400/IOR/HP (3.0 m)
REF: FMT400/IOR/HP-15 (1.5 m)



SIEMENS - DRÄGER

REF: FMT400/IOR/S (3.0 m)
REF: FMT400/IOR/S-15 (1.5 m)



S&W

REF: FMT400/IOR/SW (3.0 m)
REF: FMT400/IOR/SW-15 (1.5 m)



GE

REF: FMT400/IOR/GE (3.0 m)
REF: FMT400/IOR/GE-15 (1.5 m)



MINDRAY

REF: FMT400/IOR/MND (3.0 m)
REF: FMT400/IOR/MND-15 (1.5 m)



BIOLIGHT

REF: FMT400/IOR/BLT (3.0 m)
REF: FMT400/IOR/BLT-15 (1.5 m)

Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Otoklavlanabilir Merkezi (Rektal) Sıcaklık Probları (Yetişkin)

Ø 4.0 mm TPR kablo, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk



MEAS/YSI 400

- REF: FMT400/AOR-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AOR-A15 (1.5 m)
- OEM P/N: 401AC (MEAS/YSI, 3.0 m)

- REF: FMT400/AOR/Z-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AOR/Z-A15 (1.5 m)

- REF: FMT400/AOR/GH-A (3.0 m)

HP-PHILIPS

- REF: FMT400/AOR/HP-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AOR/HP-A15 (1.5 m)

SIEMENS - DRÄGER

- REF: FMT400/AOR/S-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AOR/S-A15 (1.5 m)

MINDRAY

- REF: FMT400/ AOR /MND-A (3.0 m)
- REF: FMT400/ AOR /MND-A15 (1.5 m)

EDAN

- REF: FMT400/AOR/EDN-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AOR/EDN-A15 (1.5 m)

- REF: FMT400/AOR/EDN/Z-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AOR/EDN/Z-A15 (1.5 m)



Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Otoklavlanabilir Merkezi (Rektal) Sıcaklık Probları (Pediatrik)

Ø 3.3 mm TPR kablo, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk



MEAS/YSI 400

- REF: FMT400/POR-A (3.0 m)
- REF: FMT400/POR-A15 (1.5 m)
- OEM P/N: 402AC (MEAS/YSI, 3.0 m)

- REF: FMT400/POR/Z-A (3.0 m)
- REF: FMT400/POR/Z-A15 (1.5 m)

- REF: FMT400/POR/GH-A (3.0 m)

HP-PHILIPS

- REF: FMT400/POR/HP-A (3.0 m)
- REF: FMT400/POR/HP-A15 (1.5 m)

SIEMENS - DRÄGER

- REF: FMT400/POR/S-A (3.0 m)
- REF: FMT400/POR/S-A15 (1.5 m)

MINDRAY

- REF: FMT400/ POR /MND-A (3.0 m)
- REF: FMT400/ POR /MND-A15 (1.5 m)

EDAN

- REF: FMT400/POR/EDN-A (3.0 m)
- REF: FMT400/POR/EDN-A15 (1.5 m)

- REF: FMT400/POR/EDN/Z-A (3.0 m)
- REF: FMT400/POR/EDN/Z-A15 (1.5 m)



Hasta Monitörizasyonu için Çok Kullanımlık Otoklavlanabilir Yüzeysel (Cilt) Sıcaklık Probları (Yetişkin)

Ø 3.3 mm TPR kablo, Ø10 mm paslanmaz çelik disk prob ucu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk



- MEAS/YSI 400**
- REF: FMT400/AS-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AS-A15 (1.5 m)
- OEM P/N: 409AC (MEAS/YSI, 3.0 m)
- REF: FMT400/AS/Z-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AS/Z-A15 (1.5 m)
- HP-PHILIPS**
- REF: FMT400/AS/HP-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AS/HP-A15 (1.5 m)
- SIEMENS - DRÄGER**
- REF: FMT400/AS/S-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AS/S-A15 (1.5 m)
- MINDRAY**
- REF: FMT400/AS/MND-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AS/MND-A15 (1.5 m)
- EDAN**
- REF: FMT400/AS/EDN-A (3.0 m)
- REF: FMT400/AS/EDN-A15 (1.5 m)
- REF: FMT400/ AS /EDN/Z-A (3.0 m)
- REF: FMT400/ AS /EDN/Z-A15 (1.5 m)


Ø 4.0 mm TPR kablo, Ø13 mm paslanmaz çelik disk prob ucu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk




- REF: FMT400/ AS /GH-A (3.0 m)

Rektal Sıcaklık veya Laboratuvar Ölçümleri için Çok Kullanımlık Tubular Sıcaklık Probları

Ø 3.6 mm PVC kablo, 3 m kablo uzunluğu, 0°C - 70°C aralığında ±0.1 °C doğruluk



- REF: FMT400/ATB (Yetişkin)
- OEM P/N: 403 (MEAS/YSI, 3.0 m)



- REF: FMT400/PTB (Pediatrik)
- OEM P/N: 406 (MEAS/YSI, 3.0 m)

- 400 serisi termometrelerle uyumlu
- Paslanmaz Çelik Tüp
- 6.35 mm Telefon Jak Konektör
- Sıcaklık değişimlerine karşı yüksek hassasiyete sahiptir

MEDİKAL SICAKLIK PROBLARI

■ 6.35 mm Mono Fişli Çok Kullanımlık Sıcaklık Probları için Adaptör ve Uzatma Kabloları

Ø 3.6 mm medikal PVC kablo, 2.4 m kablo boyu

MEAS/YSI 400

- REF: FMT400/AEC-E

6.35 mm Mono Jak



- REF: FMT400/AEC/Z-E

6.35 mm Mono Soket



HP - PHILIPS

- REF: FMT400/AEC-EHP

İki pim HP konektör



SIEMENS - DRÄGER

- REF: FMT400/AEC-ES

Çoklu pim SIEMENS konektör



S&W

- REF: FMT400/AEC-ESW

10 pim dişli soketli S&W konektör



GE

- REF: FMT400/AEC-EGE

11 pim GE konektör



MINDRAY

- REF: FMT400/AEC-EMN

2 pim MINDRAY konektör



BIOLIGHT

- REF: FMT400/AEC-EBL

2 pim BIOLIGHT konektör



■ 3.5 mm Mono Fişli Tek Kullanımlık Sıcaklık Probları için Adaptör ve Uzatma Kabloları

Ø 3.6 mm medikal PVC kablo, 2.4 m kablo boyu

MEAS/YSI 400

- REF: FMT400/AEC-P

6.35 mm Mono Jak



- REF: FMT400/AEC/Z-P

3.5 mm Mono Soket



HP - PHILIPS

- REF: FMT400/AEC-PHP

İki pim HP konektör



SIEMENS - DRÄGER

- REF: FMT400/AEC-PS

Çoklu pim SIEMENS konektör



S&W

- REF: FMT400/AEC-PSW

10 pim dişi soketli S&W konektör



GE

- REF: FMT400/AEC-PGE

11 pim GE konektör



MINDRAY

- REF: FMT400/AEC-PMN

2 pim MINDRAY konektör



BIOLIGHT

- REF: FMT400/AEC-PBL

2 pim BIOLIGHT konektör



■ Molex Tip Konektörlü Tek Kullanımlık Sıcaklık Probları için Adaptör ve Uzatma Kabloları

Ø 3.6 mm medikal PVC kablo, 2.4 m kablo uzunluğu

MEAS/YSI 400

● REF: FMT400/AEC

OEM P/N: 4940 (MEAS/YSI, 3.0 m)

6.35 mm Mono-Jak



● REF: FMT400/AEC/Z

HP - PHILIPS

● REF: FMT400/AEC-HP

İki pim HP konektör



SIEMENS - DRAGER

● REF: FMT400/AEC-S

Çoklu p 1 SIEMEN konektör



S&W

● REF: FMT400/AEC-SW

10 pim dişi soketli S&W konektör



GE

● REF: FMT400/AEC-GE

11 pim GE konektör



MINDRAY

● REF: FMT400/AEC-MN

2 pim MINDRAY konektör



BIOLIGHT

● REF: FMT400/AEC-BL

2 pim BIOLIGHT konektör



■ RJ Tip Konektörlü Tek Kullanımlık Sıcaklık Probları için Adaptör ve Uzatma Kabloları

Ø 3.6 mm medikal PVC kablo, 2.4 m kablo uzunluğu

MEAS/YSI 400

- REF: FMT400/AEC-R
OEM P/N: 4940RJ (MEAS/YSI, 3.0 m)

6.35 mm Telefon Jaki



- REF: FMT400/AEC/Z-R

RJ9 molded jack



HP - PHILIPS

- REF: FMT400/AEC-RHP

Çift pin HP konektör



SIEMENS - DRÄGER

- REF: FMT400/AEC-RS

Çoklu Pin
SIEMENS konektör



S&W

- REF: FMT400/AEC-RSW

10 Female Socket
S&W connector



GE

- REF: FMT400/AEC-RGE

11 pin GE connector



MINDRAY

- REF: FMT400/AEC-RMN

2 pin MINDRAY
connector



BIOLIGHT

- REF: FMT400/AEC-RBL

2 Pin BIOLIGHT
connector



Çok Kullanımlık Sıcaklık Problemleri için Adaptör ve Uzatma Kabloları

Ø 5.8 mm TPU kablo, 0.3 m kablo boyu

GE

• REF: FMT400/AEC-EGE2



SPACELABS

• REF: FMT400/AEC-SPL



NIHON KOHDEN

• REF: FMT400/AEC-NKN



F&P MR850/HC550 Nemlendiricileri için Hava Akışı - Sıcaklık Sensörleri



REF: FMT -AFT/A1 (1.25 m), MR850/HC550 nemlendirici ve 0.7m (28") RT Serisi Solunum devreleri ile kullanılmak içindir / F&P P/N 900MR863

REF: FMT -AFT/A2 (1.65 m), MR850/HC550 nemlendirici ve 1.1m (44") RT Serisi Solunum devreleri ile kullanılmak içindir / F&P P/N 900MR868

REF: FMT -AFT/A3 (1.85 m), MR850/HC550 nemlendirici ve 1.3m (52") RT Serisi Solunum devreleri ile kullanılmak içindir / F&P P/N 900MR860

REF: FMT -AFT/A4 (2.05 m), MR850/HC550 nemlendirici ve 1,5m (60") RT Serisi Solunum devreleri ile kullanılmak içindir / F&P P/N 900MR869

REF: FMT -AFT/A5 (2.35 m), MR850/HC550 nemlendirici ve 1.8m (72") RT Serisi Solunum devreleri ile kullanılmak içindir / F&P P/N 900MR861

Çok Kullanımlık Oksijenatör Sıcaklık Problemleri

Ø 4.0 mm TPR kablo, 3 m kablo uzunluğu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk

• REF: FMT400/OXY
OEM P/N: TMPMV (Dideco)



FMT400/OXY çok kullanımlık oksijenatör sıcaklık problemleri Dideco ve Eurosets Oksijenatörleri ile uyumludur.

• REF: FMT400/OXY-2
OEM P/N: 70 00 17 (Maquet)



FMT400/OXY-2 çok kullanımlık oksijenatör sıcaklık problemleri Maquet Oksijenatörleri ile uyumludur.

Hasta Monitörizasyonu için Tek Kullanımlık Sıcaklık Probları

90 cm uzunluk, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk

- **REF: FMT400/AS-D**
OEM P/N: 4499 (MEAS/YSI)
Yetişkin/Pediyatrik hastalar için tek kullanımlık yüzey (cilt) sıcaklık probu. Ø6.8 mm paslanmaz çelik prob ucu, medikal sınıf PVC kablo, Ø30 mm yuvarlak DEHP ve Latex içermeyen prob puluna sahiptir.
- **REF: FMT400/AS-D2**
OEM P/N: 21091A (Philips)
Philips Medical Yetişkin/Pediyatrik hastalar için tek kullanımlık yüzey (cilt) sıcaklık probu. Ø1.9 mm prob ucu, medikal sınıf PVC kablo, Ø30 mm yuvarlak DEHP ve Latex içermeyen prob puluna sahiptir.
- **REF: FMT400/AOR-D**
OEM P/N: 4491 (MEAS/YSI)
Yetişkin/Pediyatrik hastalar için tek kullanımlık merkezi (rektal) sıcaklık probu. Ø3.0 mm (9 Fr) DEHP içermeyen medikal sınıf PVC hortum.
- **REF: FMT400/AOR-D2**
Pediyatrik hastalar için tek kullanımlık merkezi (rektal) sıcaklık probu. Ø2.3 mm (7 Fr) DEHP içermeyen medikal sınıf PVC hortum.
- **REF: FMT400/AOR-D3**
Yetişkin hastalar için tek kullanımlık merkezi (rektal) sıcaklık probu. Ø4.0 mm (12 Fr) DEHP içermeyen medikal sınıf PVC hortum.
- **REF: FMT400/AOR-D4**
OEM P/N: 21090A (Philips)
Philips Medical Yetişkin hastalar için tek kullanımlık merkezi (rektal) sıcaklık probu. Ø4 mm (12 Fr) DEHP içermeyen medikal sınıf PVC hortum.
- **REF: FMT400/AOR-D5**
OEM P/N: M1837A (Philips)
Philips Medical Yetişkin/Pediyatrik hastalar için tek kullanımlık merkezi (rektal) sıcaklık probu. Ø3.0 mm (9 Fr) DEHP içermeyen medikal sınıf PVC hortum.
- **REF: FMT400/AOR-D6**
Philips Medical Pediyatrik hastalar için tek kullanımlık merkezi (rektal) sıcaklık probu. Ø2.3 mm (7 Fr) DEHP içermeyen medikal sınıf PVC hortum.



Molex 03061023/02061131 muadili enjeksiyonlu konektör



3.5 mm (1/8") tekli jak, enjeksiyonlu konektör



Molex 03061023/02061131 muadili enjeksiyonlu konektör



Molex 03061023/02061131 muadili enjeksiyonlu konektör



Molex 03061023/02061131 muadili enjeksiyonlu konektör



3.5 mm (1/8") tekli jak, enjeksiyonlu konektör



3.5 mm (1/8") tekli jak, enjeksiyonlu konektör



3.5 mm (1/8") tekli jak, enjeksiyonlu konektör

Bebek Isıtıcı ve Kuvözler için Tek Kullanımlık Sıcaklık Probları

Medikal PVC kablo, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk

- **REF: FMT-INC/SD**
OEM P/N: 68- 209-20 (Air Shields – Hill Rom)
OEM P/N: MU06933 (Dräger)
Air Shields kuvöz; C-100, C-100QT, C-450QT, C550 QT, C550 QT – Model XL, Bebek yoğun bakım sistemleri; 78-000-50, 78-001-70, 78-280-70, 78-070-70, Bebek Isıtıcılar; 78-270-70, 78-275-70, Taşıma Odaları; 78-285-75, 78-285-70, Doğumhane Isıtıcısı; 78-290-70.
- **REF: FMT-INC/SD2**
OEM P/N: MX11000 & MX11001 (Dräger)
Dräger kuvöz; Caleo, 8000, 8000 IC, 8000NC, 8000SC, Transport kuvöz; TI 5400, Bebek Isıtıcılar; 8000 WB, 8004, 8010.
- **REF: FMT-INC/SD3**
OEM P/N: 6600-0873-700 (GE)
Giraffe Omnibed, Panda.
- FMT Tek Kullanımlık Sıcaklık Probları 30'lu paketler halinde satılır.



DIN 3 pim muadili enjeksiyonlu konektör, 155 cm kablo uzunluğu



2 pim dikdörtgen dirsek konektör, 75 cm kablo uzunluğu



3 pim enjeksiyonlu konektör, 155 cm kablo uzunluğu

■ Bebek Isıtıcı ve Kuvözler için Çok Kullanımlık Sıcaklık Probları

Poliüretan kablo, 1.5 m kablo uzunluğu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk

● REF: FMT-INC/AA

OEM P/N: 68 209 81 (Air Shields – Hill Rom)
OEM P/N: MU06956 (Drager)

Yardımcı Hava Probu

Air Shields Kuvöz; C-400QT *, C-450QT *, C-500QT, C-500QT– Model XL. (* Bu modeller için iki tür yardımcı hava probu mümkündür lütfen konektör tipini kontrol ediniz.)



DIN 6 pim muadili enjeksiyonlu konektör

● REF: FMT-INC/A

OEM P/N: 68 209 80 (Air Shields – Hill Rom)
OEM P/N: MU06955 (Drager)

Yardımcı Hava Probu

C-100, C-100QT, C-200, C-200QT, C-400QT *, C-450QT * (* Bu modeller için iki tür yardımcı hava probu mümkündür lütfen konektör tipini kontrol ediniz.)



DIN 2 pim muadili enjeksiyonlu konektör

● REF: FMT-MAP

OEM P/N: 68 214 70 (Air Shields – Hill Rom)

Yüksek Sıcaklık Alarm Probu

Air Shields Kuvöz; C-100, C-100QT, C-200, C-200QT, C-400QT, C-450QT



● REF: FMT-AFP

OEM P/N: 68 214 86 (Air Shields – Hill Rom)

Hava Akış Probu

Air Shields Kuvöz; C-100, C-100QT, C-200, C-200QT, C-400QT, C-450QT



● REF: FMT-INC/S

OEM P/N: 68 209 70 (Air Shields – Hill Rom)
OEM P/N: MU06951 (Drager)

Cilt (Yüze) Probu

Air Shields Kuvöz; C-100, C-100QT, C-450QT, C550 QT, C550 QT – Model XL, Bebek yoğun bakım sistemleri; 78-000-50, 78-001-70, 78-280-70, 78-070-70, Bebek ısıtıcıları; 78-270-70, 78-275-70, Taşıma odaları; 78-285-75, 78-285-70, Doğumhane ısıtıcısı; 78-290-70.



DIN 3 pim muadili enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SRS

OEM P/N: 81 300 05 (Air Shields – Hill Rom)
OEM P/N: MU11225-03 (Drager)

Cilt (Yüze) Probu

Air Shields - Hill Rom – Drager ; Resuscitaire Bebek Isıtıcıları.



DIN 6 pim muadili enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SO

OEM P/N: 0208-0697-700 (Ohmeda / Ohio Old)
OEM P/N: 6600-0628-700

Cilt (Yüze) Probu

Ohmeda / Ohio Care Plus Serisi 1000 / 2000 / 3000 / 4000, Genel Bakım (GC), Bebek Bakım (IC), Bebek Isıtıcı Sistemleri (IWS) 2001/ 3000 / 3050 / 3100 / 3150 / 3300-Panda / 3400 / 3500 / 4000 / 4300 / 4400 / 5000.



3.5 mm (1/8") tekli jak, enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SO2

OEM P/N: 208-0161-300 (Ohmeda / Ohio)
OEM P/N: 208-0754-700

Cilt (Yüze) Probu

Ohmeda / Ohio 190, 190A and 190ASC Kuvöz ve Bebek Isıtıcıları



6.35 mm (1/4") tekli jak, enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

■ Bebek Isıtıcı ve Kuvözler için Çok Kullanımlık Sıcaklık Probları

Poliüretan kablo, 1.5 m kablo uzunluğu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk

● REF: FMT-INC/SGR

OEM P/N: 6600-0875-700 (GE / Ohmeda)

Cilt (Yüzey) Probu

GE (Ohmeda) Giraffe Omnibed Kuvözleri ve Panda Bebek Isıtıcıları (Yeni).



3 pim enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SA

OEM P/N: 60882 (Atom Medical)

Cilt (Yüzey) Probu

Atom Medical V-2100 / 2100G / 2200 / 3200, V-5005 / 505ST / 80 / 800 / 808 Transcapsule 850 Kuvözleri ve Bebek Isıtıcıları.



Mini DIN 6 pim enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SA-S

OEM P/N: 60883 (Atom Medical)

Cilt (Yüzey) Probu

Atom Medical V-2100 / 2100G / 2200 / 3200, V-5005 / 505ST / 80 / 800 / 808 Transcapsule 850 Kuvözleri ve Bebek Isıtıcıları.



Mini DIN 6 pim enjeksiyonlu konektör, Ø 6 mm disk

● REF: FMT-INC/ST

OEM P/N: 60881 (Atom Medical)

Cilt (Yüzey) Probu

Atom Medical V-2100 / 2100G / 2200 / 3200, V-5005 / 505ST / 80 / 800 / 808 Transcapsule 850 Kuvözleri ve Bebek Isıtıcıları.



Mini DIN 6 pim enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/ST-S

OEM P/N: 60881 (Atom Medical)

Cilt (Yüzey) Probu

Atom Medical V-2100 / 2100G / 2200 / 3200, V-5005 / 505ST / 80 / 800 / 808 Transcapsule 850 Kuvözleri ve Bebek Isıtıcıları.



Mini DIN 6 pim enjeksiyonlu konektör, Ø 6 mm disk

● REF: FMT-INC/SND

OEM P/N: 02 025 00 (Ningbo David Medical)

Cilt (Yüzey) Probu

Ningbo David Medical YP-2000 / 970 / 930 / 920 / 910 / 90 / 90A / 90B / 90AB / 100 / 100A / 100B / 100AB, HKN-93 / 93A / 93B / 9010 / 2000 / 90 Kuvözleri ve Bebek Isıtıcıları.



Mini DIN 4 pim enjeksiyonlu konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SND2

OEM P/N: P02 025 00 (Ningbo David Medical)

OEM P/N: 13.07.088.00

Cilt (Yüzey) Probu

Ningbo David Medical YP-2000 / 970 / 930 / 920 / 910 / 90 / 90A / 90B / 90AB / 100 / 100A / 100B / 100AB Kuvözleri.



REDEL 4 pim tek kanal konektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SND3

OEM P/N: 23 07 064 00 (Ningbo David Medical)

Cilt (Yüzey) Probu

Ningbo David Medical HKN-93 / 93A / 93B / 9010 / 2000 / 90 Bebek Isıtıcıları.



REDEL 6 pim tek kanal konektör, Ø 10mm disk

■ Bebek Isıtıcı ve Kuvözler için Çok Kullanımlık Sıcaklık Probları

Poliüretan kablo, 1.5 m kablo uzunluğu, 25°C - 45°C aralığında ±0.1 °C doğruluk

● REF: FMT-INC/MDP

OEM P/N: 36 17 (Mediprema)

Cilt (Yüzey) Probu

Mediprema Satis 3552 / 3555, Kuvöz. Fabie Bebek Isıtıcısı, Ambia 435x Radyant Isıtıcı.



REDEL 4 pin çift kanal 60° konnektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SFP

OEM P/N: 900IW001 (Fisher & Paykel Healthcare)

Cilt (Yüzey) Probu

Fisher & Paykel Healthcare IW 910 / IW 920 / IW930 CosyCot / IW931 / IW932 / IW933 / IW934 / IW950 CosyCot / IW980 / 990 Bebek Isıtıcıları.



4.39 mm (0.173") stero jak, enjeksiyonlu konnektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SIS

OEM P/N: 83 102 41 (Air Shields – Hill Rom)

OEM P/N: MU12533 (Dräger)

Cilt (Yüzey) Probu

Air Shields Isolette C2000 Incubators and Versalet 7700 Bakım Üniteleri.



Mini DIN 5 pim muadili enjeksiyonlu konnektör, Ø 10mm disk

● REF: FMT-INC/SAD

OEM P/N: 68 20 972

Cilt (Yüzey) Probu

Air Shields - Dräger 7810 Kuvöz.



DIN 4 pim konnektör, Ø 10mm disk

■ Tek Kullanımlık Kuvöz Probu Adaptör ve Uzatma Kabloları

Poliüretan kablo, 0.7 m kablo uzunluğu

REF: FMT-AEC/SIS

OEM P/N: MU12520x (Air Shields – Dräger)



Mini DIN 5 pim muadili enjeksiyonlu konnektör

4 pin konnektör

■ Tek Kullanımlık Yansıtıcı Prob Örtüsü

FMT tek kullanımlık köpük tipi sıcaklık probu pulları, en küçük hastaların dahi hassas ciltleri dikkate alınarak dizayn edilmiştir. Özel formüllü akrilik yapışkan, sıcaklık probunu bebeğinin cildine güvenli bir şekilde sabitler, yumuşaktır ve sökülüp geri takıldığında cildi tahriş etmez. Yansıtıcı yalıtkan yüzey, ortam ve radiant ısıtıcıdan gelen sıcaklığa bariyer teşkil edip, hastanın gerçek cilt sıcaklığının en hassas şekilde ölçülmesini sağlar.

FMT prob pulları Latex ve DEHP içermez.



● REF: FMT-PC26

Ø 26 mm (1") Çap
Renk: Gümüş Gri

100'lük Paket



● REF: FMT-PC30

Ø 30 mm (1.2") Çap
Renk: Gümüş Gri

100'lük Paket



*Medikal Kablo, Sensör
ve Aksesuarlarında
Çözüm Ortağınız*

FMT® Metko Ltd. 'nin tescilli ticari markasıdır. Burada bahsedilen diğer ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum adı geçen markaların FMT® ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Bu katalogdaki görüntüler, sunulan ürünlerin temsili görüntüleridir. Gerçek ürün küçük görsel farklılıklara sahip olabilir. Sürekli ürün gelişimi adına, Metko bu dokümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkını saklı tutar.

MERKEZ VE FABRİKA

İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sit.
1354. Cad. 1358.Sok. No:9
06378 Yenimahalle

ANKARA / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 312 387 12 46
Fax : +90 312 387 12 51

ŞUBE

Atatürk Mah. Sedef Cad. 38 Ada
Ata Plaza 3-5 Blokları Kat:2 No:57
34758 Ataşehir

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 216 455 91 21
Fax : +90 216 455 48 24

İNTERNET

<http://www.metkoltd.com>
metko@metkoltd.com