



TANSİYON MANŞON ve HORTUMLARI

FMT monitörizasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için tüm boy ve konfigürasyonlarda tansiyon manşonu seçenekleri sunmaktadır. Tek ve çift hortumlu, iç lastikli ve iç lastiksiz, Baldır, Büyük Yetişkin, Uzun Yetişkin, Yetişkin, Küçük Yetişkin, Pediatrik ve İnfant boyaları mevcuttur.

FMT çok kullanımlık tansiyon manşonları maksimum ölçüm doğruluğunu sağlamak için belirgin indeks çizgilerine, aralık işaret ve sembolere sahiptir. FMT tansiyon manşonları, derhal ve net bir şekilde doğru ebattaki manşonun kullanılıp kullanılmadığını gösterir. FMT çok kullanımlık manşonları ANSI/AAMI SP10 ve EN ISO 81060-1 standartlarının manşon boyutlarına dair gereksinimlerini karşılar.

İç lastikli manşonlar sıkı dokunmuş yumuşak naylon kumaştan imal edilmiştir. Manşonun kritik noktaları ilave sağlamlık sağlamak için çift kat dikilmiştir. Uzun kullanım ömrü sağlamak için iç lastikler TPU'dan imal edilmiştir.

İç lastiksiz manşonlar, kolay temizleme ve dezenfeksiyona olanak veren ve dayanıklılık sağlayan, TPU lamine edilmiş naylon kumaştan imal edilmiştir.

Manşon üzerindeki konumları hassasiyetle belirlenmiş Velcro® cırt cırtlı bantlar optimum sayıda açıp kapamaya sonunda bile gerekli direnci sağlayacak yapıdadır.

FMT çok kullanımlık manşonları Latex içermez.



■ NIBP Reference Table

Size		Reference No. for Cuffs with Bladder		Reference No. for Bladderless Cuffs		Arm Circumference (cm)
		Single Lumen (Tube)	Double Lumen (Tube)	Single Lumen (Tube)	Double Lumen (Tube)	
Thigh	6	FMT – S6	FMT – D6	FMT – SB6	FMT – DB6	46 - 66
Large Adult	5	FMT – S5	FMT – D5	FMT – SB5	FMT – DB5	33 - 47
Adult Extra Long	4L	FMT – S4L	FMT – D4L	FMT – SB4L	FMT – DB4L	25 - 35
Adult	4	FMT – S4	FMT – D4	FMT – SB4	FMT – DB4	25 - 35
Small Adult	3	FMT – S3	FMT – D3	FMT – SB3	FMT – DB3	20 - 26
Pediatric	2	FMT – S2	FMT – D2	FMT – SB2	FMT – DB2	14 - 20
Infant	1	FMT – S1	FMT – D1	FMT – SB1	FMT – DB1	10 - 14

Length of tubes are 300 mm, outer diameter is Ø 7.8 mm and inner diameter is Ø 4.0 mm



● FMT Cuff Bladderless Type



● FMT Cuff with Bladder Type

Above part numbers are for cuffs without connectors. For the determining of the P/N (or order code) of the cuffs with connector please chose the size, type and tube condition (single or double tube cuff) from the above table then check the manufacturer and the model from the following table. After determining the connector numbers please add connector number(s) at the end of cuff part number.

(Example: FMT-D4/BP1718, FMT-S4/BP12, FMT-DB4/BP1718, FMT-SB4/BP12)

FMT ABPM (Ambulatuvar Kan Basıncı Monitorizasyonu) Manşonları

ABPM cihazları ile birlikte, sağ veya sol kolda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Her iki koldan birinde kullanıldığında, hortumun üstten çıkışı ile 24 saatlik tansiyon holter takibi sırasında hastanın rahat etmesi ve sağlıklı ölçümler alınması amaçlanmıştır. Ürünün yapısı çok kullanımlık iç lastikli manşonlar ile aynıdır. Geniş konektör çeşitleri sayesinde piyasadaki birçok ABPM cihazı ile uyumludur.

FMT-AS3 Küçük Yetişkin Boy (17-25 cm)

FMT-AS4 Yetişkin Boy (23-33 cm)

FMT-AS5 Büyük Yetişkin Boy (31-40 cm)



FMT Tansiyon Hortumları

Tansiyon Hortumları TPU'dan yapılmış olup 3 metre boyundadır, tekli ve çiftli hortum seçenekleri vardır. Geniş konektör seçenekleri FMT tansiyon hortumlarını mevcut bir çok monitörle uyumlu kılmaktadır. 1.5 metrelik kısa versiyon için lütfen REF numarasının sonuna "S" ekleyiniz.

Tansiyon hortumlarının sipariş kodunun belirlenmesi için tekli hortumlar için "S", çiftli hortumlar için "D" harfinin sonuna, monitör tarafı konektör numarasını (veya numaralarını) önce, manşon tarafı konektör numarasını (veya numaralarını) sonra olmak üzere ekleyiniz.

(Örneğin: SBP06/BP03, DBP24/BP1818, DBP22/BP1718)



• DBP22/BP1718



• SBP06/BP03



• DBP24/BP1818



Üretici / Model	REF / Hasta Tipi	Hortum (Monitor Tarafı)	Hortum (Manşon Tarafı)	Manşon Konektörleri
Colin BP 10, BP 306, BP 308, BP 408, BP 8800 / 8800C, BP508, BP-S510. BP88NET / NXT / NEXT / SINEXT / SNXT / SNEXT, BP105N / NP / NXMA / NXNE / NXPMA / NXPNE / SN / SNP / SNXMA / SNXNE / SNXPMA / SNXPNE, BX10MA / NE.	SBP32/BP31 Yetişkin / Pediatrik			
	SBP32/BP30 Infant / Yenidoğan			
Datascope 3000, Accutorr 2 / 3 / 4 / Plus Nihon Kohden AP-851PA Module, Lifescope 9, Criticare 507E/P/R, 507N/P, 507S/SD, 508, 5070/P, 1100, 2200 Datascope EL, XL, Passport D, Welch Allyn Atlas 52NOO / 52S00, Fukuda Denshi DS 2000 / 3000 / 5000 / 7100 / 7200 / 7300 / 7001 Mediana M20 M30 YM1000 YM6000	SBP04/BP07 Yetişkin / Pediatrik			
	SBP04/BP30 Infant / Yenidoğan			
GE Datex Cardiocap 5, Cardiocap II, AS/3, CS/3, S/5, S/5 Light,	DBP22/BP1718 Yetişkin / Pediatrik			
	DBP22/BP26 Infant / Yenidoğan			
GE Criticon Dinamap+, Invivo MDE Escort Series, M12, M8, Kontron Diascope G2, Kolormon, Micromon, Supermon, Vitalmon, 7150, 7850, Mennen 1100, 2000, 3000 , 9000,	DBP0909/BP0909 Yetişkin / Pediatrik			
	DBP0909/BP26 Infant / Yenidoğan			
Dräger/Siemens SC6000 / 7000 / 8000 / 9000, Infinity, Delta / DeltaXL, Gamma XL / Gamma XXL, Kappa / Kappa XLT, M540, Vista / Vista XL, Axiom Sensis XP	SBP40/BP15 Yetişkin / Pediatrik			
	SBP40/BP46 Yetişkin / Pediatrik			
	SBP40/BP30 Infant / Yenidoğan			

Tansiyon Manşon ve Hortumları

Manşon Hortumları

Üretici / Model	REF / Hasta Tipi	Hortum (Monitor Tarafı)	Hortum (Manşon Tarafı)	Manşon Konektörleri
Dräger/Siemens SC6000 / 7000 / 8000 / 9000, Infinity, Delta / DeltaXL, Gamma XL / Gamma XXL, Kappa / Kappa XLT, M540, Vista / Vista XL, Axiom Sensis XP	SBP40/BP53 İnfant / Yenidoğan	 BP40	 BP53	 BP51 (Neo-Snap)
GE Tram 400 / 450 / 451 / 800 / 850 / 851, Coro 120, Marquette B650, B850, Dash 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000, Eagle 1000, Solar 8000 TRAM	DBP24/BP1717 Yetişkin / Pediatrik	 BP24	 BP1717	 BP1818
	DBP24/BP47 Yetişkin / Pediatrik	 BP24	 BP47	 BP44
	DBP24/BP56 Yetişkin / Pediatrik	 BP24	 BP56	 FlexiPort
	DBP54/BP26 İnfant / Yenidoğan	 BP54	 BP26	 BP2020
	DBP54/BP52 İnfant / Yenidoğan	 BP54	 BP52	 BP5151 (Neo-Snap)
GE Critikon Carescape V100, Compac TS, Dinamap MPS, Pro 100 / 400 / 1000	DBP25/BP47 Yetişkin / Pediatrik	 BP25	 BP47	 BP44
	DBP25/BP0909 Yetişkin / Pediatrik	 BP25	 BP0909	 BP0202
	DBP25/BP1717 Yetişkin / Pediatrik	 BP25	 BP1717	 BP1818
	DBP25/BP26 İnfant / Yenidoğan	 BP25	 BP26	 BP2020
	DBP25/BP52 İnfant / Yenidoğan	 BP25	 BP52	 BP5151 (Neo-Snap)

Tansiyon Manşon ve Hortumları

Manşon Hortumları

Üretici / Model	REF / Hasta Tipi	Hortum (Monitor Tarafı)	Hortum (Manşon Tarafı)	Manşon Konektörleri
GE Marquette Tram 100 / 200 / 250 / 300 / 350, Solar, Eagle 4000, Corometrics 120	DBP22/BP1717 Yetişkin / Pediatrik			
	DBP22/BP26 Infant / Yenidoğan			
MEK MP700, MP1000 Schiller Argus VCM	SBP09/BP09 Yetişkin / Pediatrik			
	SBP09/BP30 Infant / Yenidoğan			
Nihon Kohden BSM2300 Lifescope i/L BSM4100 Lifescope P BSM5100 Lifescope A BSM9510 Lifescope M BSM9880 Lifescope S	DBP35/BP18 OEM P/N: YN901P Yetişkin / Pediatrik			
	DBP36/BP30 OEM P/N: YN921P Infant / Yenidoğan			
Nihon Kohden SVM 7501/7503/7521/7523/7601/7603/7621/7623	DBP38/BP30 OEM P/N: YN701S Yetişkin / Pediatrik			
	DBP37/BP18 OEM P/N: YN101T Yetişkin / Pediatrik			
Nihon Kohden OPV-1500 Lifescope N	DBP37/BP30 OEM P/N: YN121T Infant / Yenidoğan			
	SBP16/BP15 Yetişkin / Pediatrik			
Philips All except A1/A3, Biolight AnyView2E, AnyView3, AnyView5, AnyView6, AnyView8, EMS, M69, Q3, Q5, Q7, V6, Goldway G60, G70, G80, Mindray BeneViewT1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8-10-12, iPM 8-10-12, iPM9800, PM6000, VS600, VS900, BeneHeart D6, MPM Module, DPM 6/7 Üzümçü Visio Mod	SBP16/BP55 Yetişkin / Pediatrik			


Tansiyon Manşon ve Hortumları

Manşon Hortumları

Üretici / Model	REF / Hasta Tipi	Hortum (Monitor Tarafı)	Hortum (Manşon Tarafı)	Manşon Konektörleri
Philips All except A1/A3, Biolight AnyView2E, AnyView3, AnyView5, AnyView6, AnyView8, EMS, M69, Q3, Q5, Q7, V6, Goldway G60, G70, G80, Mindray BeneViewT1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8-10-12, iPM 8-10-12, iPM9800, PM6000, VS600, VS900, BeneHeart D6, MPM Module, DPM 6/7 Üzümçü Visio Mod	SBP16/BP30 Infant / Yenidoğan			BP20
	SBP16/BP53 Infant / Yenidoğan			BP51 (Neo-Snap)
	SBP16/BP66 Infant / Yenidoğan			BP60
Adecon DK 7000, DK 8000/D/L/M/N/S Philips Compact A1/A3, Nellcor 3100 / 4000 Datascope , Spacelabs Ultraview SL2200 / 2400 / 2600 / 2700 / 2800, Elance Elite VSM series 5 / 7, mCAR 300 VSM, Scout, Xprezzon, Charmcare Prizm 3, Kontron , Mindray M7000 / 8000 / 8000A / 8500 / 9000 / 9000A / 9500, DPM 3/4/5 Biosys BPM 200/300/700, Guardian, Sentry-NS Bionet BM3 / 5 / 7 Edan M3/3A/3B, iM50/M50, M8, M8A, M8B, iM80/M80, M9, iM9A/M9A, Goldway G30 / 40, UT4000A / F, UT6000A Mennen Envoy, Menntor X7, Vitalogik 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000, MennMove 3/50/70 Criticare 506DN, 506N3 VitalCare Series, 8100E nGenuity, 8100E1 nGenuity, 8100H nCompass, 8500 Poet IQ, CSI 507 Zoll M Series Üzümçü Visio Infunix IP1020 / 3010 / 3050 / 4050 Innomed InnoCare T-12, CardioAid 360-B Spengler Monica 200/2000 Contec CMS 5000 / 5000C / 5100 / 6000 / 6800 / 7000 / 7000Plus / 8000 / 9000, HMS 6500 Cardiac Science 5300 / 5350 Petaş KMA 175/275/375/800, PM 100/150 Emtel FX 2000P / 3000 / 3000MD Schiller Argus LCM/LCM Plus	SBP15/BP15 Yetişkin / Pediatrik			BP12
	SBP15/BP30 Infant / Yenidoğan			BP20
	SBP12/BP15 Yetişkin / Pediatrik			BP12
Physio Control Lifepack 20 Cas Medical PPM3, CAS 750, CAS 740, RGB Medical Omicrom FT Surveyor, Omicrom Premium, Omicrom Vision, Dinapro, Oxydina.	SBP12/BP30 Infant / Yenidoğan			BP20
	SBP15/BP12 Yetişkin / Pediatrik			BP15
	SBP15/BP30 Infant / Yenidoğan			BP20
Schiller Argus LCM, Argus LCM +, Argus PRO, Argus LCX, Argus Pro Lifecare 2	SBP15/BP12 Yetişkin / Pediatrik			BP15
	SBP15/BP30 Infant / Yenidoğan			BP20
	SBP04/BP09 Yetişkin / Pediatrik			BP02
Welch Allyn Atlas	SBP04/BP30 Infant / Yenidoğan			BP20
	SBP04/BP30 Infant / Yenidoğan			BP20

Tansiyon Manşon ve Hortumları

Manşon Hortumları

Üretici / Model	REF / Hasta Tipi	Hortum (Monitor Tarafı)	Hortum (Manşon Tarafı)	Manşon Konektörleri
Welch Allyn Spot Vital Signs LXi, Connex Spot, Connex Vital Signs	DBP48/BP56 İnfant / Yenidoğan	 BP48	 BP56	 FlexiPort
	DBP48/BP1817 Yetişkin / Pediatrik	 BP48	 BP1817	 BP1718
	DBP48/BP1717 Yetişkin / Pediatrik	 BP48	 BP1717	 BP1818
	DBP48/BP1818 Yetişkin / Pediatrik	 BP48	 BP1818	 BP1717
	DBP48/BP0909 Yetişkin / Pediatrik	 BP48	 BP0909	 BP0202
	SBP43/BP15 Yetişkin / Pediatrik	 BP43	 BP15	 BP12
Comen C20 / 30 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100, Infinium Omni 2 / 3 / Express / Express VS Petaş KMA 900 Heal Force Deluxe 70/100/140, Advance 120/150 UP800, PC900	SBP43/BP30 İnfant / Yenidoğan	 BP43	 BP30	 BP20
	DBP22/BP4242 İnfant / Yenidoğan Yetişkin / Pediatrik	 BP22	 BP4242	 BP4141
Zool X/M/R/R PLUS Series	SBP15/BP17 Yetişkin / Pediatrik	 BP15	 BP17	 BP18

Tansiyon Manşon ve Hortumları

NIBP Konektörleri



BP00 konektör sadece temizlik sırasında manşon hortumlarını kapamak için kullanılır.

• BP 00



BP01, BP12 takılı manşon hortumunu temizlik sırasında kapamak için kullanılır.

• BP 01



• BP 02

• BP 09



• BP 03

• BP 04
• BP 06



• BP 04

• BP 03
• BP 07



• BP 06

• BP 07
• BP 03



• BP 07

• BP 04



• BP 09

• BP 09-P
• BP 02



• BP 09-P

• BP 09
• BP 02



• BP 12

• BP 12-P
• BP 15



• BP 12-P

• BP 12
• BP 15



• BP 15

• BP 12
• BP 12-P



• BP 16



• BP 17

• BP 18



• BP 18

• BP 17



• BP 20

• BP 23
• BP 30



• BP 21

• BP 21-P



• BP 21-P

• BP 21



• BP 22



• BP 23

• BP 20
• BP 30



• BP 24



• BP 25



• BP 26

• BP 20



• BP 30

• BP 20



• BP 31

• BP 32



• BP 32

• BP 31



• BP 35



• BP 36



• BP 37



• BP 38



• BP 40

• BP 12



• BP 41

• BP 42



• BP 42

• BP 41



• BP 43



• BP 44

• BP 47

• Equivalent

• Mate

Tansiyon Manşon ve Hortumları

NIBP Konektörleri



• BP 45 • BP 46



• BP 46 • BP 45



• BP 47 • BP 44



• BP 48



• BP 50



• BP 51 • BP 52 • BP 53



• BP 52 • BP 51



• BP 53 • BP 51



• BP 54



• BP 55



• BP 56



• BP 60 • BP 66



• BP 66 • BP 60



• BP 18Y



• BP 30Y



• Y-ADP



Y-ADP BP12/BP1718



Y-ADP BP02/BP1718



Y-ADP BP18/BP1718



Y-ADP BP04/BP1718



Y-ADP BP12/BP1717



Y-ADP BP02/BP1717



Y-ADP BP18/BP1717



Y-ADP BP04/BP1717



Y-ADP BP12/BP0909



Y-ADP BP02/BP0909



Y-ADP BP18/BP0909



Y-ADP BP04/BP0909



Y-ADP BP12/BP3030



Y-ADP BP02/BP3030



Y-ADP BP18/BP3030



Y-ADP BP04/BP3030



Y-ADP BP30/BP0909



Y-ADP BP30/BP1718



Y-ADP BP30/BP0202



Y-ADP BP30/BP1818



Y-ADP BP15/BP0202



Y-ADP BP15/BP1718



Y-ADP BP15/BP1818



Y-ADP BP18/BP1818

Neden FMT Yenidoğan Manşonları?

Hasta rahatlığını göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Yumuşak dokunma malzemeler ve yuvarlatılmış kenarlar, hastaya daha iyi bir konfor sağlar.

Yenidoğan manşonları, yumuşak, dayanıklı ve kolay temizlenebilir TPU (Termoplastik Poliüretan) malzemeden üretilmiştir.

Yenidoğan manşonları, yenidoğan küçük boydan ten İnfant boya kadar, bebek / yenidoğan hasta boylarının tamamına uyacak şekilde beş farklı boyutta mevcuttur, manşon boyutunu tanımayı kolaylaştıran, baskılı renk kodlu vardır.

Dayanıklı çirtçirt kapatma, kullanım kolaylığı için tekrarlanan konumlandırmaya izin verir.

Manşon üzerindeki aralık kılavuzu ve index işareti, hasa için uygun boyutta manşonu belirlemenize yardımcı olur.

Varsayılan olarak Yenidoğan manşonları plastik erkek slip luer konnektör ile birlikte verilir.

NeoCuff manşonlar, Philips yenidoğan tipi, erkek bayonet, dişi luer, erkek kilitlenebilir, dişi kilitlenebilir veya vidalı tip plastik konektörlerle de sipariş edilebilir.

Çift veya tek hortumseçenekleri, farklı monitörler ve manuel manometreler ile uyumluluk sağlar. Hortum uzunlukları 20 cm'dir.

NeoCuff manşonlar kutuda 10 parça halinde ambalajlanmıştır.

FMT Yenidoğan manşonları, ANSI/AAMI SP10 ve EN ISO 81060-1'in manşon boyutlandırma gereksinimlerini karşılar.

FMT manşonları Latex veya DEHP içermez.




NeoCuff Tek Hasta Kullanımlık Tansiyon Manşonları, TPU – Tek Hortumlu

REF:	Size	Manşon Boyu B x E (cm)	Manşon Aralığı (cm)	Renk
FMT-DS5	#5 Infant	19.1 x 5.6	8.0 – 15.0	Turuncu
FMT-DS4	#4 Yenidoğan Ekstra Geniş	18.1 x 4.8	7.0 – 13.0	Kırmızı
FMT-DS3	#3 Yenidoğan Geniş	14.6 x 4.1	6.0 – 11.0	Yeşil
FMT-DS2	#2 Yenidoğan Orta	11.9 x 3.1	4.0 – 8.0	Açık Mavi
FMT-DS1	#1 Yenidoğan Küçük	10.0 x 2.5	3.0 – 6.0	Lacivert

NeoCuff Tek Hasta Kullanımlık Tansiyon Manşonları, TPU – Çift Hortumlu

REF:	Size	Manşon Boyu B x E (cm)	Manşon Aralığı (cm)	Renk
FMT-DD5	#5 Infant	19.1 x 5.6	8.0 – 15.0	Turuncu
FMT-DD4	#4 Yenidoğan Ekstra Geniş	18.1 x 4.8	7.0 – 13.0	Kırmızı
FMT-DD3	#3 Yenidoğan Geniş	14.6 x 4.1	6.0 – 11.0	Yeşil
FMT-DD2	#2 Yenidoğan Orta	11.9 x 3.1	4.0 – 8.0	Açık Mavi
FMT-DD1	#1 Yenidoğan Küçük	10.0 x 2.5	3.0 – 6.0	Lacivert



Manşon parça numarasını tamamlamak için **manşon referans numarasından sonra konektör numarasını** ekleyiniz.
Örnek: FMT-DS5/BP12, FMT-DD4/BP0202.

Neden FMT Tek Hasta Kullanımlık Manşonlar?

FMT Tek hasta kullanımlık manşonları hasta rahatlığını göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Yumuşak dokunuşlu malzemeler ve yuvarlatılmış kenarlar, hastaya daha iyi bir konfor sağlar.

Tekli hasta manşonları iki çeşide sahiptir - yumuşak, emici DuPont Sontara dokumasız kumaş, hassas veya kritik hastalar için doğru seçimdir; kolayca silinebilen yumuşak ve dayanıklı TPU, OR ve ER gibi yoğun, yüksek hacimli bakım alanlarının tercihidir.

#6 - #13 Tek Hasta Kullanımı Manşonlarının, İnfant boydan başlayarak baldır boyuna kadar, zor uyum sağlanan hastalar için yetişkin uzun ve büyük yetişkin uzun dahil, sekiz farklı boyutu vardır.

Dayanıklı çirtçirt kapatma, kullanım kolaylığı için tekrarlanan konumlandırmaya izin verir. Manşon üzerindeki aralık kılavuzu ve index işareti, hasta için uygun boyutta manşonu belirlemenize yardımcı olur.

#6 - #13 Tek Hasta Kullanımlık manşonları konektörsüz veya plastik konektörler bağlanmış şekilde tedarik edilebilir. Manşonlar erkek bayonet, dişi luer, erkek kilitlenebilir, dişi kilitlenebilir veya vidalı tip plastik konektörlerle sipariş edilebilir.

Çift veya tek hortumlu çeşitleri, farklı monitörlere ve manometrelere uyum sağlar. Hortum uzunlukları 50 cm. dir.

FMT Tek hasta kullanımlık manşonları kutuda 10 parça halinde ambalajlanmıştır.

FMT Tek hasta kullanımlık manşonları, ANSI / AAMI SP10 ve EN ISO 81060-1'in manşon boyutlandırma gereksinimlerini karşılar.

FMT Tek hasta kullanımlık manşonları Latex veya DEHP içermez.



Tek Hasta Kullanımlık Tansiyon Manşonları, TPU veya Soft DuPont® Sontara® Fabric – Tek Hortumlu

REF:	Size	Cuff Dimensions L x W (cm)	Cuff Range (cm)	Color	
FMT-DS13X	#13 Baldır	86.0 x 23.0	46.0 – 66.0	Beyaz	☐
FMT-DS12X	#12 Geniş Yetişkin Uzun	72.0 x 16.5	33.0 – 47.0	Beyaz	☐
FMT-DS11X	#11 Geniş Yetişkin	60.5 x 16.5	33.0 – 47.0	Beyaz	☐
FMT-DS10X	#10 Yetişkin Ekstra Uzun	57.5 x 13.0	25.0 – 35.0	Beyaz	☐
FMT-DS9X	#9 Yetişkin	50.5 x 13.0	25.0 – 35.0	Beyaz	☐
FMT-DS8X	#8 Küçük Yetişkin	37.5 x 10.0	20.0 – 26.0	Beyaz	☐
FMT-DS7X	#7 Pediatrik	27.5 x 8.0	14.0 – 20.0	Beyaz	☐
FMT-DS6X	#6 Infant	22.5 x 5.5	10.0 – 14.0	Beyaz	☐

Tek Hasta Kullanımlık Tansiyon Manşonları, TPU veya Soft DuPont® Sontara® Fabric – Çift Hortumlu

REF:	Size	Cuff Dimensions L x W (cm)	Cuff Range (cm)	Color	
FMT-DD13X	#13 Baldır	86.0 x 23.0	46.0 – 66.0	Beyaz	☐
FMT-DD12X	#12 Geniş Yetişkin Uzun	72.0 x 16.5	33.0 – 47.0	Beyaz	☐
FMT-DD11X	#11 Geniş Yetişkin	60.5 x 16.5	33.0 – 47.0	Beyaz	☐
FMT-DD10X	#10 Yetişkin Ekstra Uzun	57.5 x 13.0	25.0 – 35.0	Beyaz	☐
FMT-DD9X	#9 Yetişkin	50.5 x 13.0	25.0 – 35.0	Beyaz	☐
FMT-DD8X	#8 Küçük Yetişkin	37.5 x 10.0	20.0 – 26.0	Beyaz	☐
FMT-DD7X	#7 Pediatrik	27.5 x 8.0	14.0 – 20.0	Beyaz	☐
FMT-DD6X	#6 Infant	22.5 x 5.5	10.0 – 14.0	Beyaz	☐

X: TPU için "T", DuPont® Sontara® Fabric için "S"



Manşon parça numarasını tamamlamak için **manşon referans numarasından sonra konektör numarasını** ekleyiniz.
Örnek: FMT-DS9T/BP12, FMT-DD12S/BP0202.

FMT, **Metko Ltd.**'nin tescilli ticari markasıdır.



Merkez ve Fabrika

İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sit.
1354. Cad. 1358.Sok. No:9
06378 Yenimahalle

ANKARA / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 312 387 12 46
Fax : +90 312 387 12 51

Şube

Atatürk Mah. Sedef Cad. 38.Ada
Ata Plaza 3-5 Blokları Kat:2 No:57
34758 Ataşehir

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel (pbx) : +90 216 455 91 21
Fax : +90 216 455 48 24

www.metkold.com

Burada bahsedilen diğer ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum adı geçen parçaların FMT ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dökümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Bu katalogdaki görüntüler, sunulan ürünlerin temsili görüntüleridir. Gerçek ürün görsel farklılıklara sahip olabilir. Sürekli ürün gelişimi adına, Metko bu dökümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkını saklı tutar.